

AIDEX™

Sistema de monitoreo continuo de glucosa



Cómodo y fácil de usar



Alertas altas/bajas



Monitoreo 24/7



MARD 9,08%



Alertas personalizadas



Fácil de compartir



Tiempo real y preciso



Sin pinchazos en los dedos



A prueba de agua

El AiDEX™ puede ayudar a los usuarios a:

- Reduce la HbA1c
- Reduce los eventos hipoglucémicos
- Revisa los niveles de glucosa siempre
- Identifica patrones diabéticos



El sistema CGM AiDEX™ incluye:



Sensor (se muestra con el aplicador)

- Mide continuamente los niveles de glucosa justo debajo de la piel
- Cada sensor viene con un aplicador automático que hace que la inserción sea muy rápida y sencilla.

Aplicación móvil o PDA

- Recibe y muestra automáticamente los niveles y tendencias de glucosa

Transmisor

- Se conecta físicamente al sensor y registra o carga los datos de glucosa automáticamente

Especificación

Artículo	Subcomponente		
	Transmisor	Sensor	PDA
Número de modelo	G7-T01 G7-T01A	G7-S01 G7-S01A	G7-P02
Temperatura para el funcionamiento	5-40°C (41-104°F)		
Humedad para el funcionamiento	10-93% (sin condensación)		
Temperatura de transporte y almacenamiento	-20-60°C (-4-140°F)	4-30°C (39.2-86°F)	-20-60°C (-4-140°F)
Humedad de transporte y almacenamiento	5-95% (sin condensación)		
Presión de transporte y almacenamiento	700-1060 hpa		
Nivel de protección de ingreso	IPX7		IPX0
Vida útil	hasta 4 años	G7-S01:14 días G7-S01A:10 días	4 años
Rango de detección	36-450 mg/L (2-25mmol/L)		